

Turun ammattikorkeakoulu Kira Circularis -projekti
Yhteistyökumppani: Yeseco Oy, Juha Kauppinen
p. 050 341 1025, juha.kauppinen@yeseco.fi

VIRTAUSRESISTIIVISYYDEN MÄÄRITYS STANDARDIN ISO 9053:2018 MUKAAN

1 TILAAJA

Turku AMK, Kira Circularis -projekti.

2 TARKOITUS

Tarkoitus oli määrittää virtausresistiivisyys standardin ISO 9053:2018 mukaisesti. Joka tuotteesta toimitettiin kolme näytettä (vesileikattu kiekko, halkaisija 63,50 mm), joista raportoidaan mittausten keskiarvo. Mittausmenettelyt kuvataan liitteessä 3.

3 TULOKSET

Taulukko 1. Näytteiden ominaisvirtausvastus R_s (specific airflow resistance) ja ilmvirtausresistiivisyys σ (airflow resistivity).

Näytenimi Lisäkuvaus	R_s [kPa·s/m]	σ [kPa·s/m ²]
Still T 20mm: Pinnoite (4 mm) + Ekovilla 15 mm + Pinnoite (1 mm)	4,62	227
Still T 30mm Pinnoite (6 mm) + Ekovilla 20 mm + Pinnoite (4 mm)	3,45	116
Still T 45mm Pinnoite (6 mm) + Ekovilla 35 mm + Pinnoite (4 mm)	2,30	51.7
Still T rouhe 45mm, LV Pinnoite (6 mm) + Rouhe 35 mm + Pinnoite (4 mm)	3,61	80.7
Still T rouhe 45mm Convert 2000 Pinnoite (6 mm) + Rouhe 35 mm + Pinnoite (4 mm)	2,89	66.5
Pinnoite 15 mm	0.373	26.2

1) Pinnoite: Hamppukuitu + PET- kuitu 146 kg/m³.



4 ALLEKIRJOITUKSET

Reijo Alakoivu
tutkimusinsinööri

Turun ammattikorkeakoulu
Akustiikkalaboratorio

Valtteri Hongisto
tutkimusryhmän vetäjä

LIITTEET

Liite 1: Mittausmenetelmä

Measurements according to ISO 9053:2018

Specific airflow resistance R_s [Pa·s/m] is defined as

$$R_s = \frac{A \cdot \Delta p}{q_V} \quad (1)$$

and airflow resistivity σ [Pa·s/m²] is defined as

$$\sigma = \frac{R_s}{d} \quad (1)$$

where q_V [m³/s] is the volumetric flow rate through the specimen as generated by pressure difference Δp [Pa] over the specimen, A [m²] is cross sectional area of the specimen perpendicular to the flow, and d [m] is its thickness. Thus, σ is a property of the material, and R_s is the property of the specific sample. Airflow resistivity is measured according to method A (direct airflow method) of the standard ISO 9053:2018(E).

The specimen was a cylindrical piece of material, cut to fit tightly in the specimen tube with diameter 63.5 mm, see Fig. A2.1. The lateral surface of the specimen is sealed with petroleum jelly to prevent leakage flow. The flow through the specimen is produced by a vacuum pump and regulated by a rotameter equipped with a flow control valve. Since the airflow resistivity is not fully independent of the volume flow rate, the result is given at flow velocity 0.5 mm/s, corresponding to particle velocity at sound pressure level 80 dB, as recommended in the standard. With the specimen tube used in the measurement, this means volume flow rate $q_V = 0.095$ l/min = $1.58 \mu\text{m}^3/\text{s}$. Because this small flow is hard to measure precisely, the volume flow rate is reduced stepwise from 9 to 2.5 l/min and is then extrapolated to 0.095 l/min, see Fig. A2.2a.

Figure A2.1b demonstrates the analysis procedure. The airflow resistivity σ is calculated at eight different q_V values between 9 and 2.5 l/min (150 and 42×10^{-6} m³/s) using Eq. (1) and plotted as a function of q_V . A linear fit is then made and extrapolated to $q_V = 0.095$ l/min = $1.58 \mu\text{m}^3/\text{s}$.




Fig. A2.1. a) The measurement arrangement. b) Extrapolation method.